


14cm



CPAP Adapter including PVC tube, Luer-Lock, 200 cm (80")
CPAP-Adapter inkl. PVC-Schlauch, Luer-Lock, 200 cm
Adaptateur CPAP avec tube en PVC, Luer-Lock, 200 cm
Adaptador CPAP incluindo tubo de PVC, Luer-Lock, 200 cm



LOT 2023006

REF TA-001/200

EN Instructions for use

Intended Use
The PVC tube with connector is intended for Single use between CPAP equipment and single port sleep data recorders to provide a means to detect respiratory airflow during CPAP titration.

This product should be used only with approved CPAP or Bi-Level equipment recommended by your physician or respiratory therapist.

Cautions:

Do not store the PVC tube with connector in direct sunlight

In case you detect any damage, do not use the part and seek for replacement.

Assembly

Place the connector with small end (A) to the main breathing tube. Connect the large end (B) to the CPAP mask. Put the end of the PVC tube (C) to the airflow input of the respiratory recorder.

Specifications

Operating Temperature	5°C - 40°C
Storage Temperature	-20°C - 50°C
Operating/Storage Humidity	15 - 95% Noncondensing



storage and transport temperature



Single Use only



DEHP FREE



LATEX



i



CE



MD



(01)04262356150792
(10)2023006
(11)230301
(17)280201

CNSAC MedShop GmbH
Am Sonnenstuhl 63
97236 Randersacker
Germany

10cm

Verwendungszweck

Vorsichtshinweise

Vorsichtshinweise
Der PVC-Kanal mit Adapter darf nicht unter direkter Sonneneinstrahlung gelagert werden.

Das Produkt darf nicht verwendet werden, wenn Sie eine Beschädigung feststellen.

Anbindung der Geräteanschlüsse

Verbinden Sie den Adapter mit dem kleineren Ende (**A**) mit dem Hauptatemluftschlauch. Das größere Ende des Adapters (**B**) verbinden Sie mit der CPAP Maske. Schließen Sie das Ende des PVC-Kanal (**C**) mit dem Atemflusseingang des Schlafdatenrecorder.

Technische Daten

Betriebstemperatur	5°C - 40°C
Lagertemperatur	-20°C - 50°C
Luftfeuchtigkeit Betrieb-/ Lagerung	15 - 95% Noncondensing

FR Mode d'emploi

Utilisation prévue

Le tube en pvc avec connecteur est destiné à une utilisation unique entre l'équipement PPC et les enregistreurs de données du sommeil à port unique afin de fournir un moyen de détecter le débit d'air respiratoire pendant le titrage PPC.

Ce produit doit être utilisé uniquement avec un équipement PPC ou ViPAP approuvé et recommandé par votre médecin ou votre thérapeute respiratoire.

Précautions à prendre

Ne stockez pas le tube de pvc avec le connecteur à la lumière directe du soleil.
Si vous détectez un dommage quelconque, n'utilisez pas la pièce et cherchez à la remplacer.

Montage

Placez le connecteur avec la petite extrémité (A) sur le tube respiratoire principal. Raccordez la grande extrémité (B) au masque PPC.
Placez l'extrémité du tube en PVC (C) sur l'entrée du flux d'air de l'enregistreur respiratoire.

Spécifications

Température de fonctionnement 5°C - 40°C
Température de stockage -20°C - 50°C
Humidité de fonctionnement/stockage 15 - 95% sans condensation

PT Instrução de utilização

Uso Pretendido

O tubo de pvc conector destina-se à utilização única entre o equipamento CPAP e os gravadores de dados de sono de porta única para fornecer um meio de detectar o fluxo de ar respiratório durante a titulação do CPAP.
Este produto deve ser utilizado apenas com equipamento aprovado CPAP ou BI-Level recomendado pelo seu médico ou terapeuta respiratório.

Precauções

Não armazenar o tubo de pvc conector sob luz solar directa.
Caso detecte algum dano, não utilize a peça e procure substituí-la.

Assembleia

Colocar o conector com a extremidade pequena (A) no tubo de respiração principal. Ligar a extremidade grande (B) à máscara do CPAP.
Colocar a extremidade do tubo de PVC (C) na entrada do fluxo de ar do aparelho de registro respiratório.

Especificações

Temperatura de funcionamento 5°C - 40°C
Temperatura de armazenamento -20°C - 50°C
Humidade de funcionamento/armazenamento 15 - 95% Não condensação

10cm