

SleepSense®

The Sensor Solution Company

Adaptador luer masculino para masculino (5 embalagens)

Uso único. Não esterilize. A lei federal dos EUA restringe a venda, distribuição e utilização deste dispositivo por médicos ou mediante prescrição médica.



Cuidado, consulte as instruções de utilização.



Limitação de temperatura de armazenamento



Limitação de humidade de armazenamento



Não produzido com látex de borracha natural



Mantenha afastado da luz solar



Não reutilize



Marcação CE de conformidade



Usado por:



Manter seco



Livre de BPA



Livre de DEHP

 S.L.P. Ltd. 62 Mordechai Anilevitz St. Tel-Aviv, 6706016, Israel Tel: +972 3 6870640 Fax: +972 3 5371282	S.L.P. Inc. 2511 Technology Dr., Suite 112 Elgin, IL 60124, USA Tel: +1 (630) 513 7479 Fax: +1 (630) 513 8478 E-mail: info@sleepsense.com	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">EC REP</div> Arazy Group GmbH The Squire 12, Am Flughafen, 60549 Frankfurt am Main, Germany	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">EC REP</div> Arazy Group Switzerland GmbH Bruderholzallee 53, 4059 Basel, Switzerland	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">UK CA</div> UK Responsible Person: Medes Ltd. 5 Beaumont Gate, Shenley Hill, Herts, Radlett D77AR, England, United Kingdom
www.sleepsense.com		Toll-free(U.S.): 888-slp-sens (757 7367)		

SleepSense®

The Sensor Solution Company

Indicações de uso | Português |

Os sensores de laboratório do sono SleepSense fornecem uma medida qualitativa de sons, esforço respiratório, fluxo, posição corporal ou movimentos dos membros, para um registo num sistema de aquisição de dados aprovado. Destinam-se ao uso em crianças e pacientes adultos que são examinados durante estudos de distúrbios do sono num laboratório do sono ou em casa do paciente.