

natus®

Cleaning Instruction Wipe the cable with a damp cloth and a mild detergent. Be careful not to let water get into the connectors. Gently wipe the sensor dry.

Reinigungsanweisungen Wischen Sie das Kabel mit einem feuchten Tuch und einem sanften Reinigungsmittel ab. Achten Sie darauf, daß kein Wasser in die Anschlüsse gelangt. Trocknen Sie den Sensor vorsichtig ab.

Nettoyage Nettoyer le câble avec un chiffon imprégné d'un détergent doux. Faire attention à éviter toute pénétration d'eau dans les connecteurs. Sécher le capteur en l'essuyant doucement avec un chiffon sec.

Rengøring Aftør kablet med en fugtig klud og et mildt rengøringsmiddel. Pas på at der ikke kommer vand ind i stikkene. Tør sensoren forsigtigt.

Rengöringsinstruktioner Torka av kablén med en fuktig trasa och ett mildt rengöringsmedel. Var noga med att vatten inte tränger in i kontaktdonen. Torka sedan rent sensorn försiktigt.

Puhdistusohjeet Pyyhi johdin kostealla kankaalla ja miedolla pesuaineella. Varo, ettei liittämiin pääse vettä. Pyyhi anturi varovasti kuivaksi.

Οδηγίες καθαρισμού Σκουπίστε το καλώδιο με υγρό ύφασμα και ήπιο απορρυπαντικό. Πρ. Σοφέστε να μην εισέλθει νερό στις υποδοχές των συνδέσεων. Σκουπίστε απαλά τον αισθητήρα για να στεγνώσει.

Reinigingsinstructies Reinig de kabel met een vochtige doek en een mild reinigingsmiddel. Let op dat er geen water in de connectors terecht komt. Wrijf de sensor voorzichtig droog.

Istruzioni per la pulizia Strofinare il cavo utilizzando un panno umido e detergente delicato. Assicurarsi che l'acqua non penetri nei connettori. Asciugare il sensore strofinando delicatamente.

Instrucciones de limpieza Limpiar el cable con un trapo húmedo y un detergente suave. Es necesario tener cuidado para no permitir la entrada de agua en los conectores. Secar suavemente el sensor.

Instruções de limpeza Limpar o cabo com um pano húmido e um detergente suave. Ter o cuidado de não deixar a água entrar nos conectores. Secar o sensor com cuidado.



Spes Medica S.r.l.
Via Buccari 21
16153 Genova Italy




2019-01-25

natus®

18.5 cm Ground Electrode

REF 9013S0735

LOT 21905877D201723



(01) 18054655026921 (10) 21905877D201723



See instruction for use

Natus Medical Incorporated
www.natus.com

Distributed by
Natus Manufacturing Limited
IDA Business Park Gort, Co.
Galway, Ireland